


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Itpr3 Pour Wb, Elisa - Q14573

Numéro d'article: CM0004035



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ITPR3 humain (IP3R3) pour le Western blotting et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la libération de calcium médiée par l'inositol 1,4,5-trisphosphate et la signalisation intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITPR3 mAb de lapin
Remarques/Alias	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3710
GenelD	3710
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1630-1870 de l'ITPR3 humain (NP_002215.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14573
Poids de la protéine	304 kDa
Expédition	Sac de glace