


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itpr3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

Numéro d'article: CM0018363



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ITPR3 (IP3R-3), un canal calcique. Convient pour WB, IF/ICC, IP, ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour les études de signalisation cellulaire et d'homéostasie calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITPR3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3710
GeneID	3710
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1630-1870 de l'ITPR3 humain (NP_002215.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14573
Poids de la protéine	304 kDa
Expédition	Sac de glace