

Anticorps Polyclonal Anti-Itsn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzm3

Numéro d'article: CM0024505



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ITSN2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; détecte l'intersectine-2 humaine, murine et de rat (Q9NZM3, 193kDa). Utile pour les études sur l'endocytose, la dynamique de l'actine et la formation des dendrites des mélanocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ITSN2
Remarques/Alias	SWA ; SWAP ; SH3D1B ; SH3P18 ; PRO2015 ; ITSN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50618
GeneID	50618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-620 de l'ITSN2 humain (NP_006268.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZM3
Poids moléculaire de la protéine	193kDa
Expédition	Sac de glace