


Anticorps Polyclonal Anti-Ivd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P26440

Numéro d'article: CM0023115



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IVD humain (isovaleryl-CoA déshydrogénase). Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour Western blot, IHC-P et ELISA. Utile pour les études sur le catabolisme de la leucine et l'oxydation mitochondriale des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IVD Rabbit pAb
Remarques / Alias	IVDH; ACAD2; IVD
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3712
Identifiant du gène	3712
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-200 de l'IVD humain (NP_002216.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26440
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace