

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q92905

Numéro d'article: CM0007866



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre JAB1/Csn5/COPS5 (sous-unité 5 du signalosome COP9), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAB1/Csn5/COPS5 Lapin mAb
Remarques/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/Csn5/COPS5
Espèce	Humain
Identifiant de gène	10987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de JAB1/Csn5/COPS5 humain (Q92905)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92905
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace