


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92905

Numéro d'article: CM0016340



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le JAB1/CSN5/COPS5 humain, une sous-unité du signalosome COP9 impliquée dans la déneddylation et la dégradation des protéines. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	JAB1/CSN5/COPS5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10987
GeneID	10987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 du JAB1/CSN5/COPS5 humain (NP_006828.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92905
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace