


Anticorps Polyclonal Anti-Jade1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6le81

Numéro d'article: CM0027625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le JADE1 humain, une sous-unité échafaud du complexe histone acétyltransférase HBO1. Validé en WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la chromatine et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JADE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PHF17, JADE1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79960
Identifiant du gène	79960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-509 du JADE1 humain (NP_079176.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6IE81
Poids protéique	96 kDa
Expédition	Sac de glace