


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jade1 Pour If/Icc, Elisa - Q6le81

Numéro d'article: CM0017394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-JADE1 validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la JADE1 humaine et murine, une protéine d'échafaudage du complexe HBO1 impliquée dans l'acétylation des histones, l'apoptose et la signalisation Wnt. Idéal pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-JADE1
Remarques/Alias	PHF17; JADE1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79960
ID de gène	79960
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-509 de la JADE1 humaine (NP_079176.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6le81
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace