

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jag2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y219

Numéro d'article: CM0018458



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin JAG2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine jagged-2, un ligand Notch impliqué dans le développement et la signalisation. Idéal pour la recherche en biologie du développement et en dystrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	JAG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3714
ID de Gène	3714
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-200 de JAG2 humain (NP_002217.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y219
Poids Moléculaire	133kDa
Expédition	Sac de glace