


Polyclonal Anticorps Anti-Jak1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23458

Numéro d'article: CM0018794



Introduction

Polyclonal anticorps de lapin anti-JAK1 validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec JAK1 humain, souris et rat. Convient pour les études sur la signalisation des cytokines et la voie JAK-STAT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JTK3, AIIDE, JAK1A, JAK1B, JAK1
Espèce	Humain
GeneID	3716
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 30 et 300 de JAK1 humain (NP_002218.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23458
Poids protéique	133 kDa
Expédition	Sac de glace