

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Jak1 Pour Wb Et Elisa - P23458

Numéro d'article: CM0004638

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la JAK1 humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. JAK1 est une tyrosine-protéine kinase impliquée dans la signalisation des cytokines (P23458).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAK1 Rabbit mAb
Remarques / alias	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
Espèce	Humain
GeneID	3716
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 721-820 de la JAK1 humaine (NP_002218.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23458
Poids de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace