


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Jak1 Pour Wb Et Elisa - P23458

Numéro d'article: CM0003746



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la tyrosine kinase JAK1 humaine (P23458). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-JAK1
Remarques/Alias	JTK3 ; AliDE ; JAK1A ; JAK1B ; JAK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3716
GeneID	3716
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de JAK1 humaine (P23458).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23458
Poids moléculaire de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace