


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jak3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52333

Numéro d'article: CM0014086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la JAK3 humaine, une tyrosine kinase non réceptrice impliquée dans la signalisation des cytokines. Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JAKL ; L-JAK ; JAK-3 ; L-JAK ; JAK3_HUMAN ; JAK3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-530 de JAK3 (NP_000206.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P52333
Poids moléculaire de la protéine	125 kDa
Expédition	Sac de glace