

Anticorps Polyclonal Anti-Jakmip2 Pour Wb, Elisa - Q96Aa8

Numéro d'article: CM0015250

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant JAKMIP2, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la protéine associée au Golgi à domaine en superenroulement dans les tissus neuroendocriniens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	JAKMIP2 pAb de lapin
Remarques/Alias	NECC1 ; JAMIP2 ; JAKMIP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9832
Identifiant du gène	9832
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 561 à 810 de la protéine JAKMIP2 humaine (NP_055605.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AA8
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace