

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jam-A/Cd321 Pour Wb, Elisa - Q92993

Numéro d'article: CM0018909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant JAM-A/CD321, adapté aux applications WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Utile pour les études d'adhésion cellulaire et de jonctions serrées. SWISS : Q92993.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAM-A/CD321 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espèce	Souris
GeneID (humain)	16456
GeneID	16456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-242 de la JAM-A/CD321 de souris. (NP_001193762.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92993
Poids moléculaire protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace