

Anticorps Monoclonal Anti-Jam-A/Cd321/F11R Pour Fc - Q9Y624

Numéro d'article: CM0004178



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le JAM-A/CD321/F11R humain, adapté pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 28-242), réagit de manière croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées, la transmigration et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain JAM-A/CD321/F11R mAb
Remarques/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	50848
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-242 du JAM-A/CD321/F11R humain (NP_058642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y624
Poids Protéique	27kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace