

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jam-A/Cd321/F11R Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y624

Numéro d'article: CM0014384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la JAM-A humaine (molécule d'adhésion jonctionnelle A) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur les jonctions serrées et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAM-A/CD321/F11R pAb de lapin
Remarques/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
Espèce	Humain
Identifiant du gène	50848 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-238 de la JAM-A/CD321/F11R humaine (NP_058642.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y624
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace