

Anticorps Anti-Jam-A/Cd321/F11R Lapin Polymab® Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624 / O88792

Numéro d'article: CM0005712



Introduction

PolymAb® Lapin ciblant JAM-A/CD321/F11R, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la JAM-A humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées, l'activation plaquettaire et l'entrée virale. UniProt : Q9Y624 / O88792.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAM-A/CD321/F11R Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Espèce	Humain/Souris
ID de gène (Humain)	50848
ID de gène	50848/16456
Immunogène	Protéine recombinante de JAM-A/CD321/F11R humaine/souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y624/O88792
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace