

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jam2 Pour Wb Et Elisa - P57087

Numéro d'article: CM0026755

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-JAM2 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le JAM2 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'extravasation des leucocytes, de l'ancrage des cellules souches hématopoïétiques et de la biologie des jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	58494
ID de gène	58494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 29-238 du JAM2 humain (NP_067042.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57087
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace