


Anticorps Polyclonal Anti-Jarid1B Pour Wb, Elisa - Q9Ugl1

Numéro d'article: CM0015025



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-JARID1B validé pour WB et ELISA. Reconnaît JARID1B humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biologie de la chromatine et le cancer. - Q9UGL1

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JARID1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10765
ID du gène	10765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1400-1500 de JARID1B humain (NP_006609.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UGL1
Poids de la protéine	176 kDa
Expédition	Sac de glace