

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Jarid2 Pour Wb, Elisa - Q92833

Numéro d'article: CM0008342



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant JARID2 (protéine 2 contenant le domaine Jumonji/ARID), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Reconnaît une sous-unité accessoire du PRC2 cruciale pour le développement embryonnaire et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-JARID2
Remarques/Alias	JMJ ; DIDDF ; JARID2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3720
GeneID	3720
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de JARID2 humain (Q92833).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92833
Poids moléculaire de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace