

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jarid2 Pour Wb Et Elisa - Q92833

Numéro d'article: CM0030707



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre JARID2, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible un régulateur clé du PRC2 impliqué dans le développement embryonnaire et la modification de la chromatine. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JARID2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JMJ; DIDDF; JARID2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3720
Identifiant du gène	3720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1027-1246 de la protéine JARID2 humaine (NP_004964.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92833
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace