

Anticorps Polyclonal Anti-Jdp2 Pour Wb Et Elisa - Q8Wyk2

Numéro d'article: CM0014403

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le JDP2 humain, validé pour WB et ELISA, réagissant de manière croisée avec le rat. Convient pour l'étude de la répression transcriptionnelle AP-1 et des mécanismes de modification de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JDP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JUNDM2; JDP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	122953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-174 du JDP2 humain (NP_001128521.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8WYK2
Poids moléculaire de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace