


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jmjd1C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15652

Numéro d'article: CM0023332



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-JMJD1C de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît JMJD1C (KDM3C/TRIP8) humain, souris et rat, une lysine déméthylase impliquée dans la réparation de l'ADN et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JMJD1C Rabbit pAb
Remarques / Alias	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	221037
Identifiant génique	221037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 354-448 de JMJD1C humain (NP_116165.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15652
Poids protéique	285 kDa
Expédition	Sachet de glace