

Anticorps Polyclonal Anti-Jmjd4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H9V9

Numéro d'article: CM0029925

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le JMJD4 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible impliquée dans l'arrêt de la traduction par l'hydroxylation d'ETF1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JMJD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	JMJD4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	65094
ID de gène	65094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-463 du JMJD4 humain (NP_075383.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9V9
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace