

## Anticorps Polyclonal Anti-Jmjd6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nyc1

Numéro d'article: CM0021524



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la JMJD6 humaine (PSR/PTDSR), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec la JMJD6 humaine et murine, une enzyme bifonctionnelle arginine déméthylase et lysyl-hydroxylase impliquée dans l'épissage des ARN et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Description                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | JMJD6 pAb de lapin                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6                                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)      | 23210                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de la JMJD6 humaine (NP_055982.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                 |
| SWISS                | Q6NYC1                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 46kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |