

Anticorps Polyclonal Anti-Jmjd7 Pour Wb, Elisa - P0C870

Numéro d'article: CM0028549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine JMJD7 humaine (P0C870), validé pour WB et ELISA. Il reconnaît la JMJD7 humaine, de souris et de rat, une peptidase bifonctionnelle et lysyl hydroxylase impliquée dans le clivage des histones et la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	JMJD7 Lapin pAb
Remarques / Alias	JMJD7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100137047
GeneID	100137047
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 316 de la JMJD7 humaine (NP_001108104.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0C870
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace