

Anticorps Monoclonal Anti-Jnk1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983

Numéro d'article: CM0006744



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre JNK1 humaine (MAPK8, SAPK1c), adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Pour l'étude de la signalisation des kinases activées par le stress, de l'apoptose et de la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JNK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	JNK ; JNK1 ; PRKM8 ; SAPK1 ; JNK-46 ; JNK1A2 ; SAPK1c ; JNK21B1/2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5599
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de JNK1 humaine (NP_620637.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P45983
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace