

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Jnk1 [Validé Par Knock-Down] Pour Wb, Ip, Elisa - P45983

Numéro d'article: CM0007124



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-JNK1 [Validé par knock-down] pour WB, IP, ELISA. Détecte JNK1 humaine, murine et de rat (SAPK1c, MAPK8) avec un poids moléculaire de 48 kDa. Validé par knock-down, adapté à la recherche sur la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-JNK1 [Validé par knock-down]
Remarques/Alias	JNK ; [Validé par knock-down] JNK1
Espèce	Humaine
GeneID	5599
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de JNK1 humaine (P45983)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P45983
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant