

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jnk1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

Numéro d'article: CM0016304



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-JNK1 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la kinase MAPK8/SAPK1c humaine, murine et de rat impliquée dans la signalisation de stress, l'apoptose et l'autophagie. Outil idéal pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JNK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5599
GeneID	5599
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-345 de JNK1 humaine (NP_620635.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace