

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Jnk1/2/3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Numéro d'article: CM0006930



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible les kinases activées par le stress impliquées dans l'apoptose, la prolifération et la régulation circadienne. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JNK1/2/3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 200-300 de JNK1 humain (NP_620637.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983/P45984/P53779
Poids de la protéine	35kDa/44kDa/48kDa
Expédition	Sac isotherme