


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jnk1/2/3 Pour Wb - P45983/P45984/P53779

Numéro d'article: CM0020148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Convient pour l'étude de la signalisation des kinases activées par le stress, de l'apoptose et de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JNK1/2/3 Rabbit pAb
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5599/5601/5602
Identifiant du gène	5599/5601/5602
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-370 de JNK1/2/3 humain (NP_620637.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983/P45984/P53779
Poids moléculaire de la protéine	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace