

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Jnk1/Jnk3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P53779

Numéro d'article: CM0004063



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre JNK1/JNK3 (P45983/P53779), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur la signalisation du stress, l'apoptose et l'inflammation, ainsi que pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	JNK1/JNK3 mAc Lapin
Remarques/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5599/5602
ID de Gène	5599/5602
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-383 de JNK1 humaine (P45983). Cet anticorps ne réagit pas de manière croisée avec la protéine JNK2.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983/P53779
Poids Protéique	35kDa/44kDa/48kDa
Expédition	Sac de glace