


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jnk2 (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - P45984

Numéro d'article: CM0014858



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre JNK2 humain (MAPK9), validé pour WB et ELISA. Détecte JNK2 dans des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la signalisation SAPK/JNK, de l'apoptose et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-JNK2
Remarques/alias	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5601
GeneID	5601
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P45984
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant