


Anticorps Polyclonal Anti-Jnk3 Pour Wb Et Elisa - P53779

Numéro d'article: CM0021124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre JNK3 humain (MAPK10), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases activées par le stress, de l'apoptose neuronale et de la régulation du rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JNK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5602
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P53779
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant