


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jnk3 Pour Wb, Elisa - P53779

Numéro d'article: CM0022544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la JNK3 humaine (MAPK10), validé pour Western blot et ELISA. Détecte la JNK3 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de l'apoptose neuronale et des voies de signalisation du stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JNK3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	5602
Identifiant de gène	5602
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la JNK3 humaine (NP_620448.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53779
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet de glace