

Anticorps Polyclonal Anti-Josd1 Pour Wb, Elisa - Q15040

Numéro d'article: CM0013935

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le JOSD1 humain (Josephin-1) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la déubiquitination et de la dynamique membranaire. Idéal pour la recherche sur la dégradation des protéines et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin JOSD1
Remarques/Alias	dj508i15.2; JOSD1
Espèce	Humain
GeneID	9929
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15040
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace