


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jph1 Pour Wb - Q9Hdc5

Numéro d'article: CM0020297



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre JPH1 humain (junctophiline-1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec la souris ; idéal pour les études des complexes jonctionnels du muscle squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JPH1 pAb de lapin
Remarques/alias	JP1 ; JP-1 ; CMT2K ; JPH1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	56704
ID du gène	56704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-640 de JPH1 humain (NP_065698.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9HDC5
Poids moléculaire	72 kDa
Expédition	Pain de glace