

Anticorps Polyclonal Anti-Jph4 Pour Wb, Elisa - Q96Jj6

Numéro d'article: CM0016070

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Junctophiline-4 (JPH4) humaine. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la formation des complexes membranaires jonctionnels et de la signalisation calcique neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JPH4 pAb lapin
Remarques / Alias	JP4 ; JPHL1 ; JPH4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84502
GeneID	84502
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 405-605 de la JPH4 humaine (NP_115828.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Jj6
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant