

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jrkl Pour Wb, Elisa - Q9Y4A0

Numéro d'article: CM0013126

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le JRKL humain (protéine homologue de Jerky), validé pour le WB et l'ELISA. Reconnaît le JRKL humain et murin. Idéal pour les études des protéines nucléaires et la recherche sur la liaison à l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | JRKL Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | HHMJG ; JRKL                                                                                                                |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                     |
| ID du gène (humain)  | 8690                                                                                                                        |
| ID du gène           | 8690                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 225-524 du JRKL humain (NP_003763.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, souris                                                                                                              |
| SWISS                | Q9Y4A0                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 60 kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Poche de glace                                                                                                              |