


Anticorps Polyclonal Anti-Jtb Pour Wb Et Elisa - 076095

Numéro d'article: CM0015417



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le JTB humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour l'étude de la cytokinèse, de la mitose et de la prolifération des cellules cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JTB Lapin pAb
Remarques/Alias	PAR; hJT; HJTb; HSPC222; JTB
Espèce	Humain
ID de gène	10899
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-105 du JTB humain (NP_006685.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	076095
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace