

Anticorps Monoclonal Anti-Junb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17275

Numéro d'article: CM0010949

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-JunB de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible le facteur de transcription JunB humain (sous-unité AP-1) ; 36 kDa. Idéal pour les études sur la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	JunB Lapin mAb
Remarques/Alias	AP-1; JunB
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3726
ID de Gène	3726
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de JunB humain (P17275)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P17275
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace