

Anticorps Polyclonal Anti-Junb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17275

Numéro d'article: CM0027475

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain JunB (sous-unité du facteur de transcription AP-1) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation génique et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JunB Lapin pAb
Remarques/Alias	AP-1 ; JunB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3726
GeneID	3726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'humain JunB (NP_002220.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17275
Poids protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace