


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-JunD Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17535

Numéro d'article: CM0012225



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-JunD validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Détecte JunD humain, murin et de rat (35 kDa). Pour la recherche sur le facteur de transcription AP-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-JunD
Remarques/Alias	AP-1 ; JunD
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3727
GenelD	3727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-141 de JunD humain (P17535).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P17535
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace