


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-JunD Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Numéro d'article: CM0018683



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à JunD (sous-unité AP-1) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le JunD humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JunD Lapin pAb
Remarques/Alias	AP-1; JunD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3727
ID de gène	3727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de JunD humain (NP_005345.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17535
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace