

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-K-Cadhérine (Cdh6) Pour Wb, Elisa - P55285

Numéro d'article: CM0029363



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la K-Cadhérine humaine (CDH6), idéal pour WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Détecte une bande à 88 kDa. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	K-Cadhérine (CDH6) Lapin pAb
Remarques/Alias	CAD6; KCAD; K-Cadhérine (CDH6)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1004
GenelD	1004
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la K-Cadhérine humaine (K-Cadhérine (CDH6)) (NP_004923.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55285
Poids moléculaire	88kDa
Expédition	Sac de glace