

Anticorps Polyclonal Anti-Kaiso/Zbtb33 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86T24

Numéro d'article: CM0016497



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Kaiso/ZBTB33 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour les recherches sur la régulation transcriptionnelle, la signalisation Wnt et la méthylation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Kaiso/ZBTB33 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZNF348 ; ZNF-kaiso ; Kaiso/ZBTB33
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10009
GeneID	10009
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 523-672 de Kaiso/ZBTB33 humain (NP_006768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q86T24
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace