

Anticorps Polyclonal Anti-Kaiso/Zbtb33 - Q86T24

Numéro d'article: CM0013696



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Kaiso/ZBTB33, validé pour les applications WB, ELISA et ChIP. Détecte la protéine Kaiso endogène chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études d'immunoprécipitation de la chromatine et de régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Kaiso/ZBTB33 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
EESPèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10009
ID de Gène	10009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 523-672 de Kaiso/Kaiso/ZBTB33 humain (NP_006768.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86T24
Poids de la Protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace