

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kaiso/Zbtb33 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q86T24

Numéro d'article: CM0012309



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine Kaiso/ZBTB33 (ZNF348), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Convient à l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la signalisation Wnt et des mécanismes épigénétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Kaiso/ZBTB33 Lapin mAb
Remarques / Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10009
ID du gène	10009
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 573 et 672 de la protéine humaine Kaiso/ZBTB33 (Q86T24).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q86T24
Poids de la protéine	74KDa
Expédition	Sac de glace