

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kal1 Pour Wb, If-P, Elisa - P23352

Numéro d'article: CM0019956



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'Anosmine-1 humain (KAL1). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le développement du bulbe olfactif et le syndrome de Kallmann.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HH1 ; HHA ; KAL ; KMS ; KAL1 ; ADMLX ; WFDC19 ; KALIG-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3730
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de KAL1 humain (NP_000207.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23352
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace